

Effektive Spüllösungen.....



Plum Augenspüllösungen

Die Plum Augenspüllösungen enthalten eine 0,9 % Natriumchloridlösung und sind zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Späne, Holz- und Metallsplinter, Staub, Schmutz) geeignet. Die Flüssigkeit entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges. Die Flaschen sind in verschiedenen Größen und Stationen erhältlich, so dass die Anwendung in nahezu jedem Arbeitsumfeld möglich ist.

Für Unfälle mit Säuren und alkalischen Substanzen haben wir die Augenspüllösung pH Neutral mit neutralisierender Wirkung entwickelt.

Lange Haltbarkeit

Die sterilen Flaschen sind ungeöffnet 3 Jahre haltbar, so dass ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre Anwendung gegeben ist. Hinzu kommt, dass Sie die Flaschen nicht warten und reinigen müssen.

Das Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Etikett.

Einfache und schnelle Anwendung

Das System wurde entwickelt, damit Sie es vor allem auch einfach und schnell einsetzen können. Nur zwei Handgriffe und die Flasche ist einsetzbar. Klare und verständliche Bedienungshinweise mit Text und Piktogramm auf den Flaschen und Stationen ermöglichen eine korrekte und sichere Anwendung.

Hohe Funktionssicherheit

Die ergonomisch geformte Augenschale auf den Flaschen passt sich dem Auge an – dadurch wird die Anwendung komfortabel, hygienisch und sehr einfach.

Das System ermöglicht eine weiche und gleichmäßige Spülung der Augen.

Eine [CE Kennzeichnung](#) gemäß den Anforderungen an medizinische Ausrüstungen liegt vor.

Die Plum Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss).

Flexible Systemlösung

Die große Produktauswahl garantiert, dass Sie eine optimale Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird, bei uns erhalten. Stationen in verschiedenen Größen für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz und auch handliche Lösungen für den mobilen Einsatz im LKW, Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten oder Gürteltasche zum Mitführen am Körper.