



# PRODUKTSPEZIFIKATION



**Produkt:** CEDERROTH AUGENDUSCHE

**Referenznummer:** 7251, 725200



## 1. Allgemeine Beschreibung

Eine persönliche Augendusche-Flasche mit steriler, gepuffelter Kochsalzlösung als Augendusche.

Die Flasche ist einfach zu öffnen und kann nach Entfernung des Staubschutzes sofort verwendet werden. Die integrierte Augenschale hilft beim Offenhalten des Auges beim Ausspülen und stellt einen ausreichend Spülfluss ohne unnötige Verschwendung sicher.

## 2. Verwendungszweck

Die Cederroth Augendusche dient der Entfernung von Fremdkörpern und gefährlichen Flüssigkeiten wie Alkali oder Säuren aus dem Auge in notfallmäßigen Erste-Hilfe-Situationen am Arbeitsplatz.

Die gepufferte Cederroth Augendusche hat außerdem einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkali und Säuren. Der Effekt ist bei Alkali im Allgemeinen stärker als bei Säuren.

Die Cederroth Augendusche dient der Behandlung in der ersten, akuten Phase am Unfallort, bevor der Verletzte Zugang zu einer fest installierten bzw. stationären Augendusche hat oder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen kann.

Die Cederroth Augendusche kann außerdem während des Transports auf dem Weg zu medizinischer Versorgung verwendet werden.

Die haltbare Konsumentenverpackung enthält 2 Flaschen Cederroth Augendusche.

## 3. Technische Beschreibung

### *Produktabmessungen:*

#### Flasche

Durchmesser (cm): 6,6  
Höhe (cm) 23,5  
Füllmenge (ml): 500

#### Schachtel (2 Flaschen)

L x B x H (cm): 7 x 14,5 x 24,5

#### Material

Flüssigkeit

Steriles, isotonisches Natriumchlorid 0,9 %, mittels Natriumborat auf einen neutralen pH gepuffert

Frei von Konservierungsmitteln

Flasche

Auslaufsichere Polypropylen-Flasche, hergestellt mit dem Blasen-

Füllen-Verschließen-Verfahren

Augenschale aus transparentem

Polypropylen

Staubschutz aus grünem Hartplastik (ABS)

## 4. Sterilisierung

Sterilisierungsmethode Aseptische Abfüllung



# PRODUKTSPEZIFIKATION



## 5. Zusammensetzung

### *Konsumentenverpackung (725200)*

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
7251	Cederroth Augendusche	2

### *Transportverpackung*

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	300 x 235 x 260
Gewicht (kg):	7,8

## 6. Kennzeichnung

### *Produkt und Konsumentenverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Webadresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Gebrauchsanweisung  
Symbole: CE +NB#, STERILE A, DO NOT REUSE, LOT, USE BY, TEMPERATURE LIMITATION

### *Transportverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Menge  
Symbole: CE +NB#, LOT, USE BY, FRAGILE

## 7. Lagerbedingungen

Lagerung zwischen + 2 °C und + 40 °C.

Haltbarkeit: 4,5 Jahre ab Produktionsdatum

## 8. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden, ist aber nicht notwendig.

7200

Wandhalterung für Cederroth Augendusche



Für eine organisierte Lagerung an einem festen Ort. Fungiert auch als Antidiebstahlsystem.

721500

Cederroth Augendusche-Station



Für die Lagerung von 2 Cederroth Augendusche-Flaschen. Enthält außerdem einen Pflasterspender und Stauraum für zusätzliche Produkte.

790400

Wärmeschrank für Cederroth Augendusche



**Genehmigt:**

QA&RA Mgr  
18.12.2013 16:51:48 +01'00'