

STEHHILFE OHNE ELEKTRIK

Sara® Stedy



Die Sara Stedy und die Sara Stedy Compact ermöglichen es einer einzelnen Pflegekraft, Patienten oder Bewohner über den Tag hinweg bei Transfers aus dem Sitzen in den Stand zu unterstützen.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



B

© Arjo 2019

B. Bis zu einem gewissen Grad gehfähig, benötigt aber eventuell zur Unterstützung einen Rollator/eine Gehstütze.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Förderung der Frühmobilisation**

Die Sara Stedy kann frühe Mobilitätsinitiativen unterstützen, indem sie Pflegebedürftige motiviert, eine aktive Rolle bei Aufrichtvorgängen zu übernehmen.

- **Erhältlich in zwei Größen**

Die Sara Stedy ermöglicht es einer Pflegekraft, Aufstehbewegungen bei Patienten/Bewohnern verschiedener Körpergrößen und mit verschiedenen klinischen Beurteilungen durchzuführen.

- **Vereinfachung alltäglicher Transferaufgaben**

Die Sara Stedy und die Sara Stedy Compact haben keine elektrischen Funktionen.

- **DSDC-Akkreditierung als für Menschen mit Demenz geeignetes Produkt**

Das Dementia Services Development Centre an der University of Stirling hat die Sara Stedy überprüft und ihr eine DSDC-Produkt-Akkreditierungsbewertung der Klasse 1B verliehen.



Ausstattungsmerkmale

SARA STEDY

Ausgelegt für Patienten/Bewohner mit einer Körpergröße von 149 bis 193 cm und einem Gewicht von bis zu 182 kg.

QUERSTANGEN-HANDGRIFF

Ermöglicht es dem Patienten/Bewohner, sich selbst aktiv durch Ziehen zu beteiligen.

SCHWENKBARE SITZFLÄCHE

Die Sitzfläche kann herausgeklappt werden, damit der Patient/Bewohner aufstehen kann. Während des Transfervorgangs wird die Sitzfläche angewinkelt.

KNIESTÜTZE

Die Kniestütze bietet Unterstützung beim Aufrichten in den Stand und stützt die Beine des Pflegebedürftigen beim Transfer.

PEDALBETÄTIGTE FAHRGESTELLBEINE

Leicht einstellbar für den Zugang zu breiten Stühlen.



SARA STEDY COMPACT

Ausgelegt für kleinere Patienten/Bewohner mit einer Körpergröße von 138 bis 172 cm und einem Gewicht bis 182 kg.




PRODUKTINFORMATIONEN	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Max. sichere Arbeitslast (SAL)	182 kg	182 kg
Liftergewicht	29,4 kg	28,3 kg
Min. Höhe bei Lagerung	1050 mm	960 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	490 mm	490 mm
Äußere Breite bei vollständig geöffnetem Fahrgestell	880 mm	880 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	360 mm	360 mm
Innere Breite bei vollständig geöffnetem Fahrgestell	750 mm	750 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	100 mm	100 mm
Abstand des Gestells zum Boden (vom Boden bis zum unteren Rand des Gestells)	30 mm	30 mm
Gesamtlänge des Lifters	920 mm	890 mm
Wenderadius	1040 mm	1020 mm

Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen

Das Dementia Services Development Centre (DSDC) an der Universität Stirling hat dieses Produkt geprüft und die Bauweise angesichts der Gestaltungsgrundsätze für Personen mit einer dementiellen Erkrankung sowie seine Nutzbarkeit in einer demenzgerechten Umgebung bewertet. Zur einfachen Erkennung wurde die Nutzbarkeit des Produkts gemäß dem bereitgestellten Bewertungsschlüssel nach einer Nummer mit entsprechender Nutzungserklärung kategorisiert. Das Logo „DSDC Accredited Product“ (vom DSDC zugelassenes Produkt) wird aufgrund der individuellen Produkt- und der Farbgestaltung vergeben. Diese Zulassung bezieht sich nicht auf die Herstellung oder endgültige Anwendung des Produkts. Auch wenn alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Bewertungen die Eignung und praktische Anwendung des Produkts zur Zeit der Veröffentlichung widerspiegeln, kann das DSDC nicht für die endgültige Anwendung des Produkts, seine Leistung oder Kompatibilität mit anderen Produkten oder Oberflächen zur Verantwortung gezogen werden. Damit eine Umgebung als „demenzgerecht“ oder „demenzfreundlich“ betrachtet werden kann, müssen die Spezifikationen der angrenzenden Oberflächen, deren Leistungsangaben (zum Beispiel Lichtreflexionswert, Rutschfestigkeit und Einsatz von Mustern) sowie deren Eignung für den Verwendungszweck genau erwogen werden.

ZUBEHÖR
Großes Angebot an Körpergurten, patientenspezifischen Gurten (Flites) und abwischbaren Gurten verfügbar
Arjo-Desinfektionsmittel

PLATZBEDARF



- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft die technischen Hilfsmittel auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblaue Bereich zeigt den zusätzlich benötigten Platz, wenn an beiden Seiten ausreichend Raum zum Arbeiten und Bewegen für Patient/Bewohner, technisches Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.