

Des lavages oculaires efficaces.....



Lave-Œil PLUM

Au moment où survient une projection oculaire, il est important de laver rapidement les yeux afin de limiter au maximum les séquelles. Notre programme de lavage oculaire a été conçu de manière large, afin de composer des solutions adaptées en fonction des divers métiers à risque.

Les flacons Lave-Œil de PLUM contiennent une solution de chlorure de sodium 0,9 %, adaptée pour le rinçage de corps étrangers (comme des copeaux divers, saletés, poussières). Le fluide correspond à la valeur physiologique de nos yeux. Ces flacons sont disponibles en diverses stations murales, et en différentes tailles, pour s'adapter à toutes les situations de travail.

Pour les projections d'acides et d'alcalins nous avons développé un tampon phosphate nommé pH Neutral, ayant des capacités de neutralisation.

Stérile et hygiénique

La date de validité est de trois ans. Les bouteilles ne nécessitent pas de maintenance ou de nettoyage. Les dates de validité sont mentionnées sur l'étiquetage.

Facile et rapide d'utilisation En cas d'urgence, un lavage efficace des yeux ou de la peau sont garantis en quelques secondes seulement. Des instructions précises et claires pour l'application avec des textes et des pictogrammes sont imprimées sur l'étiquette.

Un niveau élevé de fonctionnalité

L'Œillère ergonomique s'adapte parfaitement à l'œil et assure un rinçage régulier et en douceur. Les bouteilles sont stériles et étiquetées CE conformément à la réglementation sur les dispositifs médicaux en vigueur. L'œillère PLUM adopte les courbes naturelles de l'œil, rendant le rinçage plus hygiénique.

Des solutions flexibles

Une large gamme de produits vous assure une solution optimale adaptée à vos besoins – et inclus des stations de taille différentes pour des applications murales sur les lieux de travail, ainsi que de petites unités à disposer dans des véhicules, des boîtes à outils, des trousse de premier secours, ou à porter à la ceinture.