

Efficace risciacquo dell'occhio

È importante sciacquare adeguatamente subito dopo un incidente.

Il lavaocchi Cederroth eroga un abbondante flusso di liquido. La vaschetta oculare dirige tutto il liquido nell'occhio senza sprechi



Vaschetta oculare con protezione dalla polvere

Il coperchio para polvere integrato preserva pulita e fresca la vaschetta oculare. Serve anche come sistema di apertura.

Bloccato nel Supporto a parete

Il lavaocchi inserito nel supporto a parete ha un posto fisso conosciuto da tutti.

La bottiglia si apre automaticamente quando viene rimossa dall'alloggiamento e deve essere usata una volta sola.



Neutralizza i valori di pH

Il Lavaocchi tamponato della Cederroth neutralizza rapidamente, rende innocui e schizza via l'acido o le basi alcaline, con la simultanea diluizione e risciacquo della sostanza pericolosa, rimpiazzandola.

Un lavaocchi non-tamponato lavora solo attraverso la diluizione degli acidi/alcalini e per il risciacquo richiede una maggior quantità di liquido, con un tempo più lungo di intervento.

**Le istruzioni di primo soccorso, con illustrazioni a colori, sono chiaramente stampate sulla confezione.
Lavaocchi REF 7251, Supporto REF 7200**

CEDERROTH

Box 715, 194 27 Upplands Väsby, Tel +46 8 590 963 00, Fax +46 8 590 309 53
Certificati in accordo alla ISO 13485:2003

Rinçage abondant de l'œil

Il est important de rincer l'œil abondamment durant les premières secondes qui suivent un accident. La Douche oculaire Cederroth délivre un débit important de liquide. L'œillère placée sur le flacon conduit le liquide vers l'œil en évitant les pertes inutiles.



Œillère protégée contre la poussière

La protection anti-poussière intégrée permet de conserver l'œillère propre. Cette protection sert également de dispositif d'ouverture.

Verrouillable dans le porte-flacon mural

Grâce au porte-flacon mural, la douche oculaire bénéficie d'un emplacement déterminé, à portée de chacun. Le flacon s'ouvre automatiquement lorsqu'il est retiré de son support mural, et doit donc être immédiatement utilisé.



Neutralise le pH

La Douche oculaire tamponnée Cederroth a un effet neutralisant sur les projections acides ou basiques, parallèlement à l'effet de dilution et de rinçage de la substance dangereuse.

Une solution de rinçage non tamponnée agit uniquement en diluant et en rinçant l'acide ou la base, ce qui nécessite une plus grande quantité de liquide et par conséquent une plus grande durée de rinçage.

Des instructions claires accompagnées d'illustrations en couleur sont directement imprimées sur l'emballage.

Douche oculaire REF 7251, Porte-flacon mural REF 7200

CEDERROTH

PO Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Suède, Tél. +46 (0)8 590 963 00, Fax +46 (0)8 590 30953
 Certification ISO 13485:2003

Reichliche Spülung des Auges

Das Auge muß vor allem in den ersten Sekunden nach einem Unfall reichlich gespült werden. Cederroth Augendusche liefert reichhaltigen Spülflüssigkeitsfluß. Die Augenschale der Flasche steuert den Flüssigkeitsstrahl aufs Auge, so daß unnötiger Verbrauch vermieden wird.



Staubgeschützte Augenschale

Der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit. Der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung.

Verschließbare Wandhalterung

In der Wandhalterung ist die Flasche sicher aufgehoben, und jeder weiß, wo sie sich befindet. Beim Drehen aus der Wandhalterung öffnet sich die Flasche automatisch und muß sofort benutzt werden.



pH-Wert wird neutralisiert

Cederroths gepufferte Augendusche wirkt neutralisierend auf Säure- oder Laugenspritzer, während die gefährliche Substanz gleichzeitig verdünnt und fortgespült wird.

Eine ungepufferte Spüllösung kann die Säure bzw. Lauge nur verdünnen und fortspülen, was mehr Spülflüssigkeit und damit längere Spülzeit erfordert.

Auf der Verpackung befinden sich deutliche Bilder und Anleitungen
Augendusche REF 7251, Wandhalterung REF 7200

CEDERROTH

Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Schweden, Tel +46 8 590 96300, Fax +46 8 590 30953
 Zertifiziert gemäß ISO 13485:2003