



+  Mehr Branchen

ARTIKEL-NUMMER: 4580001

## DEXPURE 800-01

# Honeywell

Überblick

### Artikelnummer

4580001

### Programm

Chemikalienschutz

### Futter

Einmal-Handschuh

### Marke

Honeywell

### Marke vorher bekannt als

SPERIAN

### Branche

- Flugzeugbau und -wartung
- Gastronomie
- Chemische Industrie
- Nahrungsmittelindustrie
- Industrielle Reinigung
- Wartung
- Petrochemie
- Druckindustrie
- Wasseraufbereitung
- Labor

### Produktverwendung

Nahrungsmittelindustrie: Umgang mit Obst und Gemüse, Milchprodukten, Trockenprodukten. Montage kleiner Teile. Produktkontrolle. Handhabung und Polieren von Porzellan, Edelmetallen, kleinen Teilen. Laborarbeiten. Umgang mit Farben, Druckfarben, Färbemitteln.

Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Leicht gepuderter Vinylhandschuh. Transparent. Einmalhandschuh. Länge: 26 cm AQL: 1,5

**Nutzen**

Komfort Einweghandschuh mit gutem Tastgefühl. Die glatte Verarbeitung gewährleistet hervorragendes Tastgefühl. Durch die gepuderte Innenseite lässt sich der Handschuh leichter an- und ausziehen. Hygiene Der Handschuh ist antibakteriell behandelt. Für Nahrungsmittelkontakt zugelassen.

Technische Beschreibung

**Beschreibung**

Leicht gepuderter Vinylhandschuh. Transparent. Einmalhandschuh.

**Produkttechnologie**

Getauchte Handschuhe

**Länge**

26 cm

**Dicke**

0.1 mm

**Unbedenklichkeit**

In Übereinstimmung mit den EN-Normen

**Tastgefühl**

Klasse 5

Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

**EG-Kategorie PSA**

14

**EG-Zertifizierungsnummer**

0075/797/162/11/08/0465

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EC Attestation

**Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0075/797/162/11/08/0465

Fotos & Bilder

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

**Benutzerhandbuch**

UI 112

Zusätzliche Informationen

**Benutzerinformationen**

112

Wartung und Instandhaltung

**Pflegeanleitung**

Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, darf er nicht gereinigt werden. Kleinste Verpackungseinheit Spenderbox mit 100 Stück. Umkarton mit 10 Spenderboxen. Instruktionen auf der Spenderbox.