



Produktinformation

Hautreinigung

Verschmutzungsgrad
leicht



Saniklin *SOFT* Hautreinigungscreme für eine milde und schonende Reinigung

Eigenschaften:

Saniklin SOFT ist ein schwachsaurer Hautreiniger für die gründliche, hautschonende Beseitigung **leichter Verschmutzungen** und besonders geeignet für den Einsatz im **Büro- und Verwaltungsbereich**.

Saniklin SOFT ist eine **perlmutterweiße** Hautreinigungscreme mit angenehmer Parfümierung und ist dem pH-Wert der Haut entsprechend - **leicht sauer** eingestellt.

Die hochwertigen waschaktiven Substanzen in Saniklin SOFT sind ausgesprochen gut hautverträglich.

Saniklin SOFT ist ein seifenfreies Waschsyndet und enthält keine Reibe- oder Lösemittel.

Anwendung:

- Auf die befeuchtete Haut geben und verteilen. Bei normalen Verschmutzungen genügt eine **ersenskleine Menge**.
- Anschließend mit Wasser abspülen.

Durch die gering benötigten Mengen ist Saniklin SOFT **äußerst wirtschaftlich** im Gebrauch.

Beschreibung:

Perlmutterweißes, dickflüssiges, mit Wasser mischbares Gel.

Dichte : ca. 1 g/cm³. pH-Wert: ca. 5,5.

Erprobungsbogen:

Steht auf Anforderung zur Verfügung.

Gutachten

Hautverträglichkeits-Prüfung:

Die Hautverträglichkeit von Saniklin SOFT wurde in einem Gutachten von Prof. Frosch, Hautklinik Dortmund, untersucht und liegt als schriftliches Gutachten vor.

Produktqualität:

Die Herstellung erfolgt unter **GMP** (Good Manufacturing Practice)-Bedingungen; dies entspricht den neuesten **EU-Richtlinien**.

Die Keimzahl wird regelmäßig mikrobiologisch geprüft und liegt unter 100 Keimen pro Gramm.

Erste Hilfe:

Versehentlich in das Auge gelangte Saniklin SOFT sofort etwa 10 Minuten lang mit Wasser ausspülen (Augendusche, Augenspülflasche). Sollte danach noch ein Brennen vorhanden sein, ist ein Arzt zu konsultieren.

Lagerungshinweise:

Saniklin SOFT kann in geschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Gesetzliche Vorschriften:

Saniklin SOFT ist ein **Kosmetikum** im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG)/ Kosmetik-Verordnung (KM-VO) und unterliegt nicht dem Chemikaliengesetz (ChemG) oder der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Ein EU-Sicherheitsdatenblatt liegt vor.

Umwelt:

Die 200 ml Tuben, 1000 ml und 2000 ml Flaschen sind aus PE gefertigt und können nach vollständiger Entleerung als PE-Abfall oder, wo möglich, über das Duale System entsorgt werden. Die Verpackungen sind entsprechend gekennzeichnet.

Die enthaltenden Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die gesetzlich geforderte Mindestabbaubarkeit von 90% nach der Tensid-Verordnung.

Allgemeine Hinweise:

Die Haut des arbeitenden Menschen ist ständig in Kontakt mit mehr oder weniger schädigenden Stoffen, deshalb müssen Hautschutzmittel ständig angewendet werden. Hinzu kommt, daß die Haut schonend und gründlich gereinigt werden muß, und die erforderlichen Hautpflegemaßnahmen nach der Arbeit durchgeführt werden.

Die Physioderm hat ein komplettes Programm, welches Hautschutz · Hautreinigung · Hautpflege umfaßt. Die vom Fachausschuß „Persönliche Schutzausrüstung“ der BGZ aufgestellten Regeln BGR 197 (früher ZH 1/708) für den Einsatz von Hautschutz werden von uns erfüllt.

Zusammensetzung:

INCI*	Deutsche Bezeichnung	Aufgabe
AQUA	Wasser	Grundlage
SODIUM LAURETH SULFATE	Natriumlaurylethersulfat	Waschaktive Substanz, Tensid
DECYL GLUCOSIDE	Zuckertensid	Waschaktive Substanz, Tensid
DISODIUM PEG-5 LAURYL CITRATE SULFOSUCCINATE		Waschaktive Substanz, Tensid
SODIUM CHLORIDE	Kochsalz	Stabilisator
PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMITATE (AND) GLYCERYL COCOATE		Pflegestoff, rückfettend
SODIUM LAURETH SULFATE (AND) GLYCOL DISTEARATE (AND) STEARAMIDE MEA (AND) COCAMIDE DEA		Perlglanz
CITRIC ACID	Zitronensäure	Einstellung pH-Wert
2-BROMO-2-NITRO-PROPANE-1,3-DIOL		Konservierungsmittel
PARFUM	Parfüm	Parfüm

* = INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients);
offizielle Bezeichnung nach Kosmetik-Verordnung / EU-Richtlinie Kosmetische Mittel

Bestelldaten:

200 ml Tube:

Art.-Nr.: 09-32082 Saniklin SOFT
25x200 ml Tube = 1 VE*

1000 ml Rundflasche:

Art.-Nr.: 09-32162 Saniklin SOFT
10x1000 ml Rundflasche = 1 VE*

2000 ml Falflasche:

Art.-Nr.: 09-32004 Saniklin SOFT
6x1000 ml Falflasche = 1 VE*

Spender Physiomat Classic:

Art.-Nr.: 09-98013 Physiomat
Spender für 1000 ml Rundflasche
Saniklin SOFT.

Spender Physiomat Multi:

Art.-Nr.: 09-98111 Spender für
2000 ml Falflasche Saniklin SOFT.

*VE = Verpackungseinheit

Spendersysteme

2 unterschiedliche Spendersysteme stehen für Saniklin SOFT zur Auswahl:

Physiomat® Classic

Die 1000 ml Rundflasche wird über den Spender Physiomat® Classic ausgegeben.
Der Kunststoffspender ermöglicht eine niedrige Dosierung und damit eine hohe Effizienz.



Physiomat® Multi

Die 2000 ml Falflasche wird über den Spender Physiomat® Multi ausgegeben.
Der robuste Edelstahlspeicher hat eine sichere und hygienische Ausgabefunktion bei hoher Langlebigkeit.



Physioderm GmbH & Co. KG

Woellnerstrasse 26, 67065 Ludwigshafen, Telefon 06 21-5 49 67-61/62, Telefax 06 21-5 49 67-58
Internet: <http://www.physioderm.de>, Email: webcenter@physioderm.de